


AB

Передовые технологии
для дентальной имплантации


I55

НОВЫЙ ИМПЛАНТАТ
С ОПТИМАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ



I55

НОВЫЙ ИМПЛАНТАТ С ОПТИМАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ



Особенности и преимущества:

- Сочетание плоской и острой резьбы имплантата для немедленной нагрузки:
 - Плоская резьба обеспечивает максимальную первичную стабильность
 - Острая резьба обеспечивает легкое введение и минимальное травмирование кости;
- Узкий апекс для лучшей первичной стабильности;
- Увеличенная площадь имплантата облегчает процесс остеоинтеграции (BIC);
- Широкий размерный ряд - доступен как со стандартной, так и с узкой платформой;
- Рекомендован для III-IV типа кости.

Размеры: стандартная и узкая платформа, внутренний шестигранник

Артикул	Диаметр	Платформа	Длина
I55	3	Узкая	10, 11.5, 13, 16
I55	3.3	Узкая	10, 11.5, 13, 16
I55	3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16
I55	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16
I55	4.5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13, 16
I55	5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13

www.ab-dent.com