


Полиры керамики • Porcelain Polishers

NTI CeraGlaze

Каучуковое покрытие поглощает теплоту во время полирования, таким образом предотвращается перенагрев пульпы. NTI CeraGlaze так же идеально подходит для обработки керамики

The rubber binder absorbs the heat from the surface during polishing. This avoids overheating. The NTI CeraGlaze is also ideal for use with zirconia.

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery




Предварительное полирование •
Prepolishing

Регламентное полирование •
Smoothing

Полирование до глянцевого блеска •
High-Shine Polishing

Купить




Размер ø 1/10 mm	050	030	060	100	050	030	060	100	050	030	060	100
Длина мм	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7	10,0	6,0	9,0	4,7

Shank ISO 3/6/25/100

RA	802 204 ...	243 533 ...	243 533 ...	030 533 ...	304 533 ...	243 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	304 523 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	304 513 ...
REF	P332	P333	P335	P336	P3032	P3033	P3035	P3036	P30032	P30033	P30035	P30036	

опт. зелёный 15.000 rpm, синий 10.000 rpm, жёлтый 5.000 rpm



REF Set - 1588

- 1 Широкая пламя → анатомическое контурирование жевательных бугорков
Large flame → *anatomical contouring of the cusps*
- 2 Точка (пламя) → контурирование фиссур
Small point → *contouring fissures*
- 3 Чашка (обратный конус) → полирование поверхности
Cup → *surface polishing*
- 4 Линза → межзубное контурирование
Knife-edge polisher → *interdental shaping*

Дополнительный обжиг глазури после коррекции не требуется.
A second glaze firing is not necessary following adjustment.

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift (Немецкая стоматологическая газета):

Dr. Dörnbrack et. al.:

„Наши результаты показывают, что с инструментами CeraGlaze компании NTI, были достигнуты профилометрические измеримые результаты, такого же качества как после обжига глазури.“

(al: Prof. Dr. Welker, Prof. Dr. Küpper, Dr. Rzanny Universität Jena)

The approved quality:

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift:

Dr. Dörnbrack et. al.:

„Our results show that, a profilometrical perceivable surface quality, similar to porcelain after a glaze firing can be achieved by using the CeraGlaze instruments from NTI.“

(al: Prof. Dr. Welker, Prof. Dr. Küpper, Dr. Rzanny Universität Jena)

Полиры керамики • Porcelain Polishers



Купить

NTI CeraWhite

Белый = крупное зерно сглаживает поверхность.

Abrasive, eliminates scratches and smoothes the surface.



Размер / Size ø 1/10 мм	050	060
Длина / Head Length мм	10,0	10,0
Shank	ISO	12/100
RA	658 204...	243 525 ... 030 525 ...
REF		P0352 P0355

opt. 15,000 rpm



Купить

NTI CeraPink

Розовый = среднее зерно Придает облицовке необходимую анатомическую форму и блеск.

Pink, provides a gentle finish, retains anatomic structures.



Размер / Size ø 1/10 мм	050	060
Длина / Head Length мм	10,0	10,0
Shank	ISO	12/100
RA	658 204 ...	243 515 ... 030 515 ...
REF		P0362 P0365

opt. 15,000 rpm



Купить

NTI CeraSupergrey

Серый = полирование до глянцевого блеска.

Придает поверхности естественный блеск

Grey, provides a lustre high-gloss polish.



Размер / Size ø 1/10 мм	050
Длина / Head Length мм	10,0
Shank	ISO 12/100
RA	658 204... 243 504 ...
REF	P0372

opt. 15,000 - 20,000 rpm



Купить

NTI CeraDia

Особенно твёрдые полиры для керамики с алмазным порошком. Полирование до нежного блеска.

The polisher with diamond impregnation, for abrasive high-gloss polish.



Размер / Size ø 1/10 мм	050	030	085	060
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	7,0	10,0
Shank	ISO	6/100		
RA	802 204...	243 514 ...	243 514 ...	030 514 ... 030 514 ...
REF		P0332 P0333 P0334 P0335		

opt. 15,000 rpm

Пример • Example

P332A = 3

P332B = 6


P0400D = 12

P19032E = 25

P332G = 100

Полиры для композитов • Composite Polishers

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery



FlexiPol

FlexiPol

Полировальные диски повышенной гибкости для естественного блеска на всех наногибридных и обычных композитах.

Диски производятся с четырьмя различными зернистостями. За несколько рабочих шагов создаётся отличный результат, от предварительного полирования, до полирования до зеркального блеска.

Маленький размер дисков, диаметром 8 мм и 12 мм расширяет возможности применения..

Ядро диска FlexiPol состоит из силикона толщиной 1 мм и предотвращает контакт между мандрелью и обрабатываемым материалом. Таким образом, исключаются повреждения а также окрашивания зубов, композитов и десны.

FlexiPol

Highly flexible polishing discs for producing a natural lustre on all nanohybrid and standard composites.

The discs are available in four grit sizes. Coordinated polishing stages from prepolishing to high-lustre polishing produce an excellent result.

The slimline design of the discs with diameters of 8 mm and 12 mm extends the range of applications.

The core of the Flexipol is made of 1 mm thick silicone, which prevents the mandrel coming into contact with the surface to be polished. This avoids damage or discoloration of the teeth, composite or gingiva.

 					
Купить	12	8	12	8	
Диаметр (мм)	12	8	12	8	
Shank   100	039 900 ...	370 531 120	370 531 080	370 521 120	370 521 080
	PC1260	PC1261	PC1270	PC1271	
Зернистость	грубая		средняя		
активная сторона	односторонняя внешняя		двухсторонняя		
Применение	Контурирование		Полирование		
 opt. 10.000 - 12.000 rpm					

 						
Купить	12	8	12	8	4	
Диаметр (мм)	12	8	12	8	4	
Shank   100	039 900 ...	370 511 120	370 511 080	370 501 120	370 501 080	330 204 611 372 030
	PC1280	PC1281	PC1290	PC1291	M4038	
Зернистость	мелкая		сверхмелкая			
активная сторона	двухсторонняя		двухсторонняя			
Применение	Предварительное полирование		Окончательное полирование			
 opt. 10.000 - 12.000 rpm						

Полиры для композитов • Composite Polishers

REF PC1295-Set

25 полиров и 4 держателя - по держателю для каждого вида полиров

25 of each disc plus 4 mandrels - with a separate mandrel for each type of disc



Купить

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery

Упаковка для пополнения • Refill



Купить

Полиры для композитов • Composite Polishers

NTI Unique

Одношаговая система полиров с алмазным наполнением для композитных пломб.

Diamond impregnated one stage polishers for composite fillings.



Использовать только с водным спреем!
 For best results, use with water!

Размер / Size ø 1/10 мм	050	030	060	100
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	10,0	1,0

Shank  

RA 802 204 ...	243 521 ...	243 521 ...	030 521 ...	303 521...
REF	P20032	P20033	P20035	P20038

opt. 5,000 - 12,000 rpm

Купить




REF **Set-1657**

NTI DiaGloss

Двухступенчатая система полиров с алмазным наполнением. Специальные зернистости обеспечивают быстроту работы и идеальный результат.

Unique diamond treatment system for composites in 2 steps. Selected diamond particles allow for contouring and high-gloss polishing of composites.



REF **Set-1729**

Купить

Первый этап: Предварительное полирование, грубое зерно
 Pre-Polishing, Coarse grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	050	030	085	060	100	035
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0

Shank  

RA 802 204 ...	243 532 ...	243 532 ...	030 532 ...	030 532 ...	303 532 ...	225 532 ...
REF	P1932	P1933	P1934	P1935	P1938	P1939

opt. 10,000 - 12,000 rpm

Полиры DiaGloss и Unique обладают связкой из настоящего каучука. Во время процесса полирования каучук поглощает тепло. Это свойство полиров предотвращает повреждения тонких переходов между зубом и композитом.

Благодаря алмазному наполнению и хорошему поглощению тепла, полиры DiaGloss так же подходят для полирования зубов например после удаления брэккетов.

Купить

Второй этап: Окончательное полирование, достижение легкого блеска
 High-Shine



Размер / Size ø 1/10 мм	050	030	085	060	100	035
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	7,0	10,0	1,0	6,0

Shank  

RA 802 204 ...	243 522 ...	243 522 ...	030 522 ...	030 522 ...	303 522 ...	225 522 ...
REF	P19032	P19033	P19034	P19035	P19038	P19039

opt. 5,000 - 7,000 rpm

DiaGloss and Unique polishers have a rubber binder. Rubber has the ability to absorb heat during polishing. This prevents damage at thin junctions between the tooth and composite.

The DiaGloss is also suitable for polishing natural teeth, for example following bracket removal, due to the diamond grit and the ability to absorb heat.

Полиры для композитов • Composite Polishers



NTI BrushGloss



Купить

Полировальные щетки RA для композитов.
Composite polishing brushes.



Полировальные щётки для создания идеального блеска окклюзионных поверхностей. В волокно щётки интегрированы полировальные вещества из карбида кремния.

Composite polishing brushes for creating a perfect lustre finish on occlusal surfaces. The fibres of the brush are impregnated with silicon carbide polishing particles.

Размер / Size ø 1/10 мм	050	050	070
Длина / Head Length мм	6,0	6,0	5,0

Shank	ISO	12/5		
RA	658 204 ...	110 514 050	243 514 050	225 514 070
REF		P1500	P1501	P1502

↻ max. 10,000 rpm

↻ opt. 5,000 rpm

NTI MicroComp



Инструменты для полирования любых микрофильных композитов.
Polisher for all micro-filler composites.

Купить



Размер / Size ø 1/10 мм	055	050	050	030	085	060	100	100	035
Длина / Head Length мм	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0

Shank	ISO	12/100		12/25/100	12/25/100	12/25/100				
RA	658 204 ...	257 516 ...	292 516 ...	243 516 ...	243 516 ...	030 516 ...	030 516 ...	304 516 ...	303 516 ...	225 516 ...
REF		P0730	P0731	P0732	P0733	P0734	P0735	P0736	P0738	P0739

↻ opt. 5,000 - 7,000 rpm

NTI MacroComp



Инструменты для полирования любых макрофильных композитов. Работать без нажима инструментом на полируемую поверхность.

Polisher for all macro-filler composites, no pressure must be applied.

Купить



Размер / Size ø 1/10 мм	055	050	050	085	060	100
Длина / Head Length мм	16,3	16,0	10,0	7,0	10,0	4,7

Shank	ISO	12/100					
RA	658 204 ...	257 523 ...	292 523 ...	243 523 ...	030 523 ...	030 523 ...	304 523 ...
REF		P0830	P0831	P0832	P0834	P0835	P0836

↻ opt. 5,000 - 7,000 rpm

Сплавы благородных металлов • Precious Alloys Amalgam und Composite • Amalgam and Composites

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery

NTI EpsiPol

коричневый
 для золота, амальгама и композитов.
 Коричневый = для предварительного полирования.

For all precious and semi-precious alloys as well as amalgam and composites.



Купить

Размер / Size ø 1/10 мм	055	050	050	030	085	060	100	100	035	
Длина / Head Length мм	16,3	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0	
Shank	ISO	12/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	
RA	658 204 ...	257 513 ...	292 513 ...	243 513 ...	243 513 ...	030 513 ...	030 513 ...	304 513 ...	303 513 ...	225 513 ...
REF		P0030	P0031	P0032	P0033	P0034	P0035	P0036	P0038	P0039
Скорость	опт. 5,000 - 7,000 rpm									

NTI EpsiPol


коричневый
 для золота, амальгама и композитов.
 Коричневый = для предварительного полирования.

For gold, amalgam and composites brown for pre-polishing.



Купить

Размер / Size ø 1/10 мм	030
Длина / Head Length мм	6,0
Shank	ISO 12/100
FG	658 314 ... 243 513 ...
REF	P0053
Скорость	опт. 15,000 rpm



Купить

NTI EpsiPol

зеленый
 для золота, амальгама и композитов.
 зеленый = полирование до глянцевого блеска.

For all precious and semi-precious alloys as well as amalgam and composites, green = high-gloss polish.



Размер / Size ø 1/10 мм	055	050	050	030	085	060	100	100	035	
Длина / Head Length мм	14,0	16,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7	1,0	6,0	
Shank	ISO	12/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	12/25/100	
RA	658 204 ...	257 503 ...	292 503 ...	243 503 ...	243 503 ...	030 503 ...	030 503 ...	304 503 ...	303 503 ...	225 503 ...
REF		P0130	P0131	P0132	P0133	P0134	P0135	P0136	P0138	P0139
Скорость	опт. 5,000 - 7,000 rpm									


NTI EpsiPol

зеленый
 для золота, амальгама и композитов.
 зеленый = полирование до глянцевого блеска.

For gold, amalgam and composites green = high-gloss polish.



Размер / Size ø 1/10 мм	030
Длина / Head Length мм	6,0
Shank	ISO 12/100
FG	658 314 ... 243 503 ...
REF	P0153
Скорость	опт. 15,000 rpm



Сплавы благородных металлов • Precious Alloys Амальгам и композит • Amalgam and Composites

NTI AmalgamMaster

Купить

Для грубой предварительной обработки и финирирования пломб из амальгама, без опасности повреждения эмали.

Suitable for gross reduction and finishing of amalgam without causing any damage to the enamel.




Размер / Size \varnothing 1/10 мм	050	030	060	035
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	10,0	6,0

Shank  

RA 658 204 ... 243 534 ... 243 534 ... 030 534 ... 225 534 ...

REF **P0932 P0933 P0935 P0939**

 опт. 5,000 - 7,000 rpm

Чашеобразная щеточка

для полирования благородных металлов с применением полировочной пасты.

Brushlets made of nature bristle for polishing of amalgam and precious metals by use of polishing paste.




Купить

Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	6,0

Shank  

REF **P1258**

 опт. 2,000 rpm

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery

Универсальные полиры для широкого спектра применения Universal range of silicone rubber polishers for a multitude of indications

NTI UniWhite

Купить

Универсальные силиконовые полиры для благородных металлов, пластмассы, цемента, амальгама. Мелкая зернистость.

Silicone universal polisher for precious metals, cement and amalgam fine grit.



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	055	050	050	030	085	060	100
Длина / Head Length мм	14,0	14,0	10,0	6,0	7,0	10,0	4,7

Shank  



RA 658 204 ... 257 524 ... 292 524 ... 243 524 ... 243 524 ... 030 524 ... 030 524 ... 304 524 ...

REF **P0530 P0531 P0532 P0533 P0534 P0535 P0536**

 опт. 5,000 - 7,000 rpm

NTI UniBlack

Купить

Универсальный полир из силикона для благородных металлов, пластмассы, цемента, амальгама.

The black universal polishers, suitable for all alloys, especially on the adjacent metal - ceramic edge.




Размер / Size \varnothing 1/10 мм	050	030	060
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	10,0

Shank  

RA 658 204 ... 243 514 ... 243 514 ... 030 514 ...

REF **P0432 P0433 P0435**

 опт. 5,000 - 7,000 rpm

Полиры Prophylaxe • Prophylaxis Polishers



ProfiLax3

Система полиров от NTI-Kahla GmbH

Система полиров для стоматологической, гигиенической профилактики от NTI-Kahla GmbH – предназначенная для устранения зубного камня и зубного налета у каждого пациента.

Более жесткие щетки и полиры предназначены для удаления зубного налета и зубного камня.

Идеальные результаты для стандартных задач достигаются с помощью инструментов со средней степенью жесткости.

Мягкие щетки и полиры работают с минимальной нагрузкой для пациента. Они упрощают стоматологическую профилактику у чувствительных к боли пациентов, а также обеспечивают щадящую обработку поврежденных зубов и десен.

Инструменты продаются как собранные инструменты, Snap-on (пристегивающиеся) и Screw-Type (прикручивающиеся). Это делает возможным индивидуальное применение.

All-round prophylaxis

The comprehensive prophylaxis system with three hardnesses – accurate removal of accretion and light tartar for every patient.

The stiffer brushes and harder polishers are for tenacious accretion and tartar.

The medium hardness of these instruments enables them to produce perfect results for standard tasks.

The soft brushes and polishers are especially gentle to patients. They simplify prophylaxis for sensitive patients and clean compromised teeth and gingiva gently.

These instruments are supplied ready-to-use as Snap-on and Screw-Types which enables them to be used for custom applications.

Монтированные полиры RA • Mounted polishers RA

Купить



Prophylaxe RA – желтый, жесткий
 Prophylaxis RA - yellow, hard



Размер / Size ø 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	10,0

Shank	ISO	100	
RA	020 204 ...		034 600 060
REF			P1242

⌚ max. 10.000 rpm
 ⌚ opt. 1.500 rpm

Купить



Prophylaxe RA – белый, средний
 Prophylaxis RA - white, medium



Размер / Size ø 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	10,0

Shank	ISO	100	
RA	020 204 ...		034 500 060
REF			P1240

⌚ max. 10.000 rpm
 ⌚ opt. 1.500 rpm

Купить



Prophylaxe RA – розовый, мягкий
 Prophylaxis RA - pink, soft



Размер / Size ø 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	10,0

Shank	ISO	100	
RA	020 204 ...		034 400 060
REF			P1241

⌚ max. 10.000 rpm
 ⌚ opt. 1.500 rpm

Применение с полировочной пастой • Polishers must be used with polishing paste

Полиры Snap-on • Snap-on Polishers



Купить

Снап-он желтый, жесткий
Snap-on yellow, hard



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 600 060
REF	P1253

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm



Купить

Снап-он белый, средний
Snap-on white, medium



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 500 060
REF	P1251

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm



Купить

Снап-он розовый, мягкий
Snap-on pink, soft



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,2
Shank	ISO 100
020 900 ...	034 400 060
REF	P1252

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Купить

Снап-он-мандрель
Snap-on mandrel



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	050
Длина / Head Length мм	7,0
Shank	ISO 6/100
RA 312 204 ...	607 000 050
REF	M037

Полиры Screw-Type • Screw-Type Polishers


Сcrew-Type-мандрель
Screw-Type mandrel



Твердость инструмента указана
цветовым кодом.

*The colours indicate the different
hardnesses of the polishers.*

Размер / Size \varnothing 1/10 мм	
Длина / Head Length мм	
Shank	ISO 6/100
RA 312 204 ...	001 300 000
REF	M4039



Купить

Сcrew-Type желтый, жесткий
Prophylaxis Screw-Type yellow, hard



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 600 060
REF	P1245

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm



Купить

Сcrew-Type белый, средний
Prophylaxis Screw-Type white, medium



Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 500 060
REF	P1243

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm



Купить

Сcrew-Type розовый, мягкий
Prophylaxis Screw-Type pink, soft





Размер / Size \varnothing 1/10 мм	060
Длина / Head Length мм	9,5
Shank	ISO 100
020 300 ...	034 400 060
REF	P1244

max. 10.000 rpm
opt. 1.500 rpm

Применение с полировочной пастой • Polishers must be used with polishing paste

Монтированные щётки RA • Mounted brushes RA

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery



Купить

Щетки Prophyлахе желтые, твердые
Prophylaxis brushes yellow, hard



Размер / Size ø 1/10 мм	045	045	070	020	
Длина / Head Length мм	7,0	7,0	5,0	3,5	
Shank	ISO	100			
RA	110 204 ...	110 600 045	243 600 045	225 600 070	107 600 020
REF		P1475	P1476	P1477	P1478

max. 10.000 rpm

opt. 2.000 rpm



Купить

Щетки Prophyлахе белые, средние
Prophylaxis brushes white, medium



Размер / Size ø 1/10 мм	045	045	070	020	
Длина / Head Length мм	7,0	7,0	5,0	3,5	
Shank	ISO	100			
RA	110 204 ...	110 500 045	243 500 045	225 500 070	107 500 020
REF		P1255	P1256	P1257	P1254

max. 10.000 rpm

opt. 2.000 rpm



Купить

Щетки Prophyлахе розовые, мягкие
Prophylaxis brushes pink, soft



Размер / Size ø 1/10 мм	045	045	070	020	
Длина / Head Length мм	7,0	7,0	5,0	3,5	
Shank	ISO	100			
RA	110 204 ...	110 400 045	243 400 045	225 400 070	107 400 020
REF		P1470	P1471	P1472	P1473

max. 10.000 rpm

opt. 2.000 rpm



До
Before



После
After



Удаление временного цемента
Removal of temporary cement

Применение с полировочной пастой • Polishers must be used with polishing paste

Screw-Type-мандрель для прикручивания полиров и счёток • Screw-Type Brushes



Купить

Screw-Type желтые, твердые
Screw-Type yellow, hard



Размер / Size ø 1/10 мм	045	070
Длина / Head Length мм	7,0	5,0

Shank	ISO	100
110 300 ...	110 600 045	225 600 070
REF	P1485	P1486

- max. 10.000 rpm
- opt. 1.500 rpm



Купить

Screw-Type белые, средние
Screw-Type white, medium



Размер / Size ø 1/10 мм	045	070
Длина / Head Length мм	7,0	5,0

Shank	ISO	100
110 300 ...	110 500 045	225 500 070
REF	P1480	P1481

- max. 10.000 rpm
- opt. 1.500 rpm



Купить

Screw-Type розовые, мягкие
Screw-Type pink, soft



Размер / Size ø 1/10 мм	045	070
Длина / Head Length мм	7,0	5,0

Shank	ISO	100
110 300 ...	110 400 045	225 400 070
REF	P1482	P1483

- max. 10.000 rpm
- opt. 1.500 rpm

Screw-Type мандрель • Screw-Type mandrel

Screw-Type мандрель для прикручивания полиров и щеток.

for winding prophylaxis cups and polishing brushes onto.

Купить

Размер / Size ø 1/10 мм	
Длина / Head Length мм	

Shank	ISO	6/100
RA	312 204 ...	001 300 000
REF		M4039



применение с полировочной пастой • use with polishing paste

Snap-on-щеточки • Snap-on Brushes



Купить

Snap-on белый, средний
Snap-on white, medium



Размер / Size ø 1/10 мм	050	045
Длина / Head Length мм	7,0	7,0

Shank	ISO	100
110 900 ...	110 500 050	243 500 045
REF	P1490	P1491

- max. 12.000 rpm
- opt. 1.500 rpm

Snap-on-мандрель для пристегивания полиров и щеток
Snap-on mandrel for snapping prophylaxis cups and polishing brushes onto.



Купить

Размер / Size ø 1/10 мм	050
Длина / Head Length мм	7,0

Shank	ISO	6/100
RA	312 204 ...	607 000 050
REF		M037



Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery

Полиры Prophylaxe • Prophylaxis Polishers

Каталог изделий для стоматологов • Dental Surgery



Использовать только с водным спреем!
 Please use NTI ProphylaxeMaster with water spray!

NTI ProphylaxeMaster



Купить

для удаления зубного налета и поверхностного окрашивания. Применение возможно также без полировочной пасты, из-за абразивных веществ в рабочей части инструмента.

Specially designed polishers which incorporate a superfine abrasive grit, for tooth cleansing without the use of polishing paste.




Размер / Size ø 1/10 мм	050	030	060	060	060	
Длина / Head Length мм	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0	
Shank	ISO	12/100	12/25/100	12/25/100	12/100	12/25/100
RA	658 204 ...	243 512 ...	243 512 ...	030 512 ...	034 512 ...	034 511 ...
REF		P1232	P1233	P1235	P1238	P1239

opt. 5,000 rpm



REF Set-1643

Набор Prophylaxis 1
 Prophylaxis Set 1



REF Set-1644

Набор Prophylaxis 2
 Prophylaxis Set 2

Полиры для пластика • Acrylic Polishers •

NTI Prosthetics

Силиконовые полиры для ортопедических и протезных материалов с тремя разными степенями абразивности.

Silicone polisher for prosthetic and orthodontic acrylics, a 3 - step system



Купить

NTI Prosthetics

Зелёный, крупное зерно = грубое предварительное полирование.


For pre-polish, green coarse grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	100
Длина / Head Length мм	24,5

Shank	ISO	6/100
HP	658 104 ...	273 563 ...
REF		P0674

opt. 15,000 rpm



Купить

NTI Prosthetics

Серый, среднее зерно = регламентное полирование

For fine polish with light shine medium grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	100
Длина / Head Length мм	24,5

Shank	ISO	6/25/100
HP	658 104 ...	273 543 ...
REF		P0664

opt. 10,000 rpm



Купить

NTI Prosthetics

Жёлтый, без зерна = окончательное полирование

For high gloss, yellow without grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	100
Длина / Head Length мм	24,5

Shank	ISO	6/100
HP	658 104 ...	273 514 ...
REF		P0654

opt. 7,000 rpm



Купить

NTI AcrylicMaster

обработка пластика для ортодонтии. Первый этап: создание требующей формы с грубо-абразивной насыпкой.

For polishing prosthetic acrylics, with coarse grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	100
Длина / Head Length мм	24,5

Shank	ISO	6/100
HP	658 104 ...	273 533 ...
REF		P0634

opt. 15,000 rpm



Купить

NTI AcrylicMaster

обработка пластика для ортодонтии. Второй этап: создание гладкой поверхности с мелко-абразивной насыпкой.

For polishing prosthetic acrylics, with fine grit.



Размер / Size ø 1/10 мм	100
Длина / Head Length мм	24,5

Shank	ISO	6/100
HP	658 104 ...	273 513 ...
REF		P0644

opt. 10,000 rpm

Внимание: обязательно соблюдайте рекомендуемую рабочую скорость • Attention: Please observe recommended speeds


Способы заказа • How to order

Заказ можно сделать любым доступным для вас способом: По телефону: +7 (495) 721-67-00, По e-mail: nti-rf@yandex.ru

*При составлении заказа необходимо указать:

1. Номер формы
2. Диаметр (Размер)
3. Зернистость (Цвет)
4. Тип хвостовика
5. Количество (шт)

Получившийся номер заказа с указанием кол-во штук отправить на почту или сообщить по телефону.

Номер формы NTI: **Z879 (290)**  торпеда Beveled Cylinder

Размер/Диаметр: 014

Длина / Head Length мм: 10,0

Shank	ISO	REF	5
FG	Z806 314 290 534...	Z879- ... C-	FG 014
FG	Z806 314 290 524...	Z879- ... M-	FG 014
FG	Z806 314 290 514...	Z879- ... F-	FG 014

Зернистость/Цвет:
 SC - черный
 C - зелёный
 M - синий
 F - красный
 SF - желтый
 UF - белый

Номер заказа NTI: **Z879 - 014 C - FG**

Хвостовик и общая длина

Номер формы	размер	зернистость	Хвостовик и общая длина
Shape No.	Diameter	Grit	Shank Type, Overall Length
Z879	014	C	FG

Номер заказа NTI: **Z879 - 014 C - FG**



Хвостовик FG Для турбинного наконечника

313	← 16,5 mm →	FGM	Хвостовик мини Short shank
	ø 1,60 мм		
314	← 19 mm →	FG	Хвостовик стандартный Shank, standard
	ø 1,60 мм		
315	← 21 mm →	FGL	Хвостовик длинный Shank, long
	ø 1,60 мм		
316	← 25 mm →	FGXL	Хвостовик FG, экстра длинный FG shank, extra long
	ø 1,60 мм		
317	← 30 mm →	FGXXL	Хвостовик FG, супер длинный FG shank, super long
	ø 1,60 мм		






Виды хвостовиков • Shank type





Хвостовики для фрезерной техники • Shank Milling Technique

103	 <p>← 32 mm →</p>	HP	Хвостовик, короткий Handpiece, short
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
123	 <p>← 32 mm →</p>	HP	Хвостовик, короткий Handpiece, short
	<p>∅ 3,00 мм</p>		

Хвостовики для прямого наконечника • Shank Handpiece

104	 <p>← 44,5 mm →</p>	HP	Хвостовик Handpiece
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
105	 <p>← 64,5 mm →</p>	HPL	Хвостовик, длинный Handpiece, long
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
106	 <p>← 70 mm →</p>	HPXL	Хвостовик, экстра длинный Handpiece, extra long
	<p>∅ 2,35 мм</p>		

Хвостовик для углового наконечника • Shank Right Angle

204	 <p>← 22 mm →</p>	RA	Хвостовик Right angle
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
205	 <p>← 26 mm →</p>	RAL	Хвостовик, длинный Right angle, long
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
206	 <p>← 34 mm →</p>	RAXL	Хвостовик, экстра длинный Right angle, extra long
	<p>∅ 2,35 мм</p>		
244	<p>L 21 = 30 mm lang</p>  <p>L 25 = 35 mm lang</p>	Хвостовик ЭНДО (пластмассовый) ENDO Right angle /RA	
	<p>∅ 2,35 мм</p>		

Хвостовик FG

313	 <p>← 16,5 mm →</p>	FGM	Хвостовик мини Short shank
	<p>∅ 1,60 мм</p>		
314	 <p>← 19 mm →</p>	FG	Хвостовик стандартный Shank, standard
	<p>∅ 1,60 мм</p>		
315	 <p>← 21 mm →</p>	FGL	Хвостовик длинный Shank, long
	<p>∅ 1,60 мм</p>		

